

## **EN** Návod na použitie HK Resuscitátor teliat # 1032

Resuscitátor teliat od veterinára Dr. Brona je vhodná na extrakciu hlienu z úst a nosa novorodených teliat a na resuscitáciu obehového systému pre obzvlášť ťažké telenia.

### **1. Extrakcia hlienu z úst a nosa novorodených teliat.**

Väčšie množstvo hlienu v oblasti úst a nosa môže spôsobiť keď teľa začne dýchať a môže dokonca viesť k smrti udusením. Ručné odstránenie hlienu je v tomto prípade úplne nedostatočné. Riešením je resuscitátor teliat HK. Miernym tlakom stlačte otvor na gumovom rukáve na ústa alebo nos a všetok prítomný hlien odsajte potiahnutím za hviezdicový úchop. Potom vyberte respirátorové čerpadlo HK a odložte ho nabok. Tlak na hviezdicovú rukoväť zatlačí piest vo vnútri resuscitátora HK opäť dole a nasávaný hlien vyteká. Podľa vlastného uváženia tento postup opakujte niekoľkokrát, kým nebude väčšina hlienu odsatá.

### **2. Rýchla resuscitácia obehového systému pri obzvlášť ťažkých pôrodoch teliat.**

Proces pôrodu predstavuje veľkú záťaž pre matku aj lýtko. Pri zložitých pôrodoch spôsobených slabými kontrakciami, chybnými polohami alebo príliš veľkým lýtkom má pre budúcnosť novorodenca rozhodujúci význam dlhšie trvanie tlaku na hrudný kôš. Rozvoju pľúc a normálnemu začiatku dýchania je možné poskytnúť rozhodujúcu podporu pomocou Resuscitátor teliat HK. Na dýchanie alebo resuscitáciu je hviezdicová rukoväť, a teda piest vo vnútri dýchania HK, vytiahnutá čo najďalej. Otvor na gumovom rukáve sa potom umiestni na nos alebo ústa a hviezdicová rukoväť sa pomaly zatlačí nadol. Tento postup opakujte podľa vlastného uváženia.

#### **Dôležitá poznámka:**

Resuscitátor teliat HK musí byť po každom použití starostlivo vyčistené a dezinfikované. Skladujte na čistom a suchom mieste. Záruku vystavujeme v súlade s našimi všeobecnými záručnými podmienkami.

**Rheintechnik** 

VETIS Kráľovičové Kračany

Centrálny sklad a sídlo firmy  
930 03 Kráľovičové Kračany 91  
Tel.: 031/ 55 14 112  
Fax: 031/ 55 21 522

Mob: 0918/ 514 112  
E-mail: [vetis@vetis.sk](mailto:vetis@vetis.sk)

