



Zásobník tepla Heat Box

#16279

Termo nádoba pre 2CB Cartidge, 200 ml

SK Návod na použitie



SK Návod na použitie

1. Bezpečnostné pokyny

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny. Tento návod na obsluhu uchovávajte na bezpečnom mieste.



Upozornenie!

Nebezpečnosť fyzického poranenia osôb a zvierat a materiálnych škôd pri nesprávnom použití!

- zabezpečiť, aby zariadenie používali len osoby, ktoré majú na to potrebné odborné zručnosti.
- uchovávajte mimo dosahu detí a slabých osôb
- tepelná nádoba sa zahrieva a zahrieva sa
- neumiestňujte termálnu nádobu na predmety alebo povrchy, ktoré sú citlivé na teplo
- zabezpečte, aby sa v blízkosti termálnej nádoby nenachádzali žiadne horľavé alebo ľahko zápalné materiály
- skontrolujte prevádzkové napätie uvedené na sieťovej zástrčke. Zariadenie prevádzkujte len s dodaným originálnym napájacím zdrojom SELV (ochranné se-oddelenie) a určeným sieťovým napätím.
- Ak sú technické údaje na spodnej strane tepelnej nádoby (typový štítok) a/alebo sieťového
- je alebo sa stane nečitateľným, prestaňte ho používať.
- v záujme bezpečnosti ľudí, zvierat a majetku sa zariadenie musí pripájať len do sieťových zásuviek, ktoré sú
- samostatne istené prúdovým chráničom (RCCB)
- všetky elektrické prírodné káble vedte tak, aby boli chránené pred uhryznutím alebo ohryznutím
- nedovoľte, aby sa elektrické prírodné káble dostali do kontaktu s olejom alebo ostrými hranami
- nepoužívajte tepelnú nádobu, ak sú časti krytu, napájacieho bloku alebo prírodného kábla poškodené
- nepokúšajte sa sami opraviť poškodený prírodný kábel Prírodný kábel môže vymeniť len výrobca.
- nevyťahujte zástrčku zo zásuvky pomocou kábla a neprenášajte termálnu nádobu za jej kábel
- pred premiestňovaním alebo čistením termálnej nádoby vždy vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky
- neponárajte do vody
- dbajte na pokyny na údržbu a čistenie

2. Správne používanie

Tepelná nádoba sa používa na reguláciu teploty mnohých bežných 160 ml až 200 ml dvojzložkových lepiacich kaziet a na kontrolu teplotu týchto kaziet v dávkovacej pištoli, ktorá sa k nim dodáva. Všetky 160 ml a 200 ml kartuše a všetky príslušné dávkovacie pištole z radu Kerbl sú vhodné pre tepelnú nádobu. Akékoľvek iné použitie sa považuje za nesprávne. V prípade nesprávneho použitia, manipulácie alebo úpravy zariadenia alebo použitia neoriginálnej napájacej súpravy sa záruka a záväzky výrobcu považujú za neplatné.

3. Funkcia

Tepelná nádoba obsahuje elektrický vykurovací vodič ktorý rovnomerne zahrieva zásobníky na lepiace kazety.

4. Nastavenie a uvedenie do prevádzky

Postupujte nasledovne:

1. Skontrolujte, či tepelná nádoba nie je poškodená.
2. Pripevnite tepelnú nádobu k stojanu na kopytá pomocou kovovej konzoly
3. Pripojte sieťovú zástrčku do 230-voltovej elektrickej zásuvky.
4. Rozsvietením zelenej kontrolky signalizuje, že je napájaný napätím.
5. Odpojte sieťovú zásuvku, aby ste termálny kontajner vyplili.



5. Údržba a čistenie



Upozornenie!

Riziko fyzického zranenia osôb a zvierat a materiálnych škôd

- údržbu a čistenie vykonávajte len vtedy, keď je sieťová zástrčka odpojená

Pri čistení a údržbe dbajte na nasledujúce pokyny:

- udržiujte zariadenie bez prachu a nečistôt
- zariadenie čistite len mäkkou handričkou alebo vlhkou utierkou handrička alebo utierka by nemala obsahovať benzín a/alebo iné rozpúšťadlá, pretože tieto môžu napadnúť alebo poškodiť tepelnú nádobu.
- termálnu nádobu nikdy neponárajte do vody ani ju nečistite prúdom vody

6. Technické údaje

Číslo článku / typ

označenie: Napätie:

Vykurovací výkon:

Trieda ochrany:

IP kód:

Rozmery:

Hmotnosť:

Tepelná nádoba

16279

12 V DC

30 watts

III (SELV)

IPX4

17 x 12 x 17,5 cm (l x w x h)

1.5 kg

Napájacia súprava

230 V 50 Hz

-

II

IP20

8.5 x 7 x 5 cm (l x w x h)

230 g



Vyhlasenie o zhode CE

Spoločnosť Albert KERBL GmbH týmto vyhlasuje, že výrobok/zariadenie opísané v tomto návode na použitie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia a predpisy. Označenie CE potvrdzuje zhodu so smernicami Európskej únie.



Elektrický odpad

Je na prevádzkovateľovi, aby zariadenie po skončení jeho životnosti zodpovedne zlikvidoval v súlade s miestnymi predpismi. Prečítajte si príslušné predpisy pre vašu krajinu. Zariadenie sa nesmie vyhadzovať do domového odpadu.

Podľa podmienok smernice EÚ o likvidácii starých elektrických a elektronických zariadení je možné zariadenie bezplatne odovzdať na miestach pre odpadky spravované miestnymi úradmi alebo v recyklačných závodoch, prípadne ho odovzdať predajcom, ktorí ponúkajú službu vrátenia. Správna likvidácia chráni životné prostredie a zabraňuje prípadným škodlivým vplyvom na ľudí a životné prostredie.

VETIS
Partner chovateľov

Obchody



VETIS Kráľovičové Kračany

Centrálny sklad a sídlo firmy
930 03 Kráľovičové Kračany 91
Tel.: 031/ 55 14 112

Mob: 0918/ 514 112

E-mail: vetis@vetis.sk