

KARTA S ÚDAJMI O VÝROBKU

1. Údaje o výrobku

Číslo výrobku: **1730**
 Typ: **Odrohovač plyn.GasBuddex s 20mm hlavou**

Popis: Odrohovač plyn.GasBuddex s 20mm hlavou a 2 plynovými kazetami
 Povrch: Hriadeľ, nehrdzavejúca oceľ, brúsená

Odliatky s práškovým náterom (KERBL Green)
 Mosadz, lesklá
 Horiaci tip: Ø20mm
 Palivo: Zmes butánu a propánu
 Plynová kartuša: Štandardná plynová kartuša
 KERBL Gas Art. no. 1756
 Číslo nebezpečnej látky: UN2037
 Hmotnosť: 2380 grams

2. Popis produktu:

Bezbolestné odrohovanie mladých zvierat - zákrok trvá maximálne 30 sekúnd. GasBuddex je prvotriedny prístroj k odrohovanie, ktorý sa vyznačuje rýchlou dobou ohrevu a vysokou maximálnou teplotou 650 ° C. Konštrukcia z nehrdzavejúcej ocele zaručuje dlhú životnosť a spĺňa najvyššie nároky!

- *bolestné odrohovanie mladých zvierat - zákrok trvá maximálne 30 sekúnd*
- *prístroj sa dodáva v praktickom kovovom kufríku vrátane 2 kartuší s plynom a náhradné trysky.*
- *do 3 minút sa dosiahne prevádzkovú teplotu cca 650 ° C.*
- *s 1 kartuší možno pracovať po dobu 2-3 hodín.*
- *praktický dizajn, rukoväť odolné voči sklzu, vyvážené ťažisko*
- *spoľahlivé automatické piezoelektrické zapalovanie*
- *celková dĺžka: 31 cm*
- *v praktickom kovovom kufríku*
- *dvojročná záruka*

3. Rozmery výrobku:

3.1 Odrohovač

Dĺžka: 315mm
 Šírka: 76mm
 Výška: 70mm

Kategória P: Odrohovač
Katal.číslo: 1730
Dátum: 29.05.2010
DOKID: 10978
REVÍZIA: 0-SRE



3.2 Praktický kovový kufřík

Dĺžka: 330mm
Šírka: 130mm
Výška: 77mm

4. Ďalšie údaje o výrobku

4.1 Pokyny týkajúce sa nebezpečných látok pre dodávaný plyn

Odkazy na: **KERBL Karta bezpečnostných údajov podľa 1907/2006/ES, článok 31**

Dátum tlače: 10.12.2009

Dátum revízie: 10.12.2009

Dôležité upozornenie: V kovovom kufříku sa dodávajú 2 plynové kartuše s objemom 110 ml!

4.2 Tipy na odrohovanie

Priemer horiaceho hrotu závisí od podmienok odrohovania.

Je možné namontovať horiace hroty s priermi horiacich hrotov:

#1732 - Ø20mm

#1733 - Ø15 mm

na článkoch č. 1730 a 1731.

4.2 Vývoj teploty

Použitím katalyzátorovej technológie dosiahne Gas Buddex požadovanú pracovnú teplotu približne po 2,24 minútach. Porovnateľné výrobky konkurencie potrebujú na dosiahnutie rovnakej teploty približne 5,32 minúty.

,

5. Príslušenstvo a náhradné diely

5.1 Príslušenstvo

Kat.číslo	Popis
1756	Náhradný plyn do odrohovača
1733	Náhradný katalyzátor 15mm k 1731

5.2 Náhradné diely

Kat.číslo	Popis
1732	Vypal. hrot pre GasBuddex 20mm
1734	Náhradná plynová dýza pre GasBuddex
1735	Ochranný kryt z oceľového plechu pre katalyzátor
1736	Odrohovač -iba keramická zapal.jednotka